

A. MUAYENE TALEP EDEN KURULUŞLARIN SAĞLAMASI GEREKEN ŞARTLAR

Muayenelerin uygun koşullarda yapılabilmesi için müşterinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir. Şartlar sağlanmadığı takdirde ACCURATE muayene hizmeti vermeme ve/veya muayene raporu hazırlamama hakkına sahiptir.

Kuruluş muayene günü teknik olarak yeterliliğe sahip, kuruluş içi ekipmanların yerlerini iyi bilen yetkin ve yeterli bir personel bulundurmakla sorumludur. Bu kişi ilgili rapordaki "Customer Observer/Müşteri Gözlemcisi" kısmını imzalayacaktır.

Kuruluş muayenesinin gerçekleşmesi sonrasında bir hafta içerisinde muayene ücretini ödemekle yükümlüdür.

Kuruluş etkin bir muayenesinin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan fiziksel, çevresel ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili şartları sağlamak ile yükümlüdür.

İstanbul dışındaki muayenelerde ulaşım ve konaklama masrafları faturalandırılır.

ACCURATE' den kaynaklanmayan nedenlerden dolayı muayene süresi uzarsa ve/veya muayene gerçekleştirilemezse hizmet bedeli ve ulaşım/konaklama masrafları faturalandırılır.

ACCURATE mesleki sorumluluk sigortasında, muayene hizmetini yerine getirmesi esnasında hukuki sorumluluğunun olduğu hallerde müşterinin ve/veya 3. şahısların uğrayabileceği zararları poliçe özel şartları kapsamında temin etmektedir.

Arızalı ekipmanların muayenesi gerçekleştirilmez.

ACCURATE, muayene ölçme işlemi dışında müşteri mülkiyetinde hiçbir müdahalede bulunmaz.

Muayene gerçekleştirilmeyen ekipmanların/alanların raporlaması yapılmaz.

Müşteri, uygunsuzluk tespit edilen ekipmanlar/alanlar ile ilgili muayeneleri tekrar talep edilebilir. Bu durumlarda, müşteri arızalı ekipmanlar ile ilgili gerekli onarım faaliyetlerini gerçekleştirdiği ile ilgili taahhüdünü veya kayıtlarını muayene öncesinde ACCURATE' e sunmakla yükümlüdür.

Temiz oda, Biyogüvenlik kabini, Otoklav, Kuru Hava Sterilizatörü, Etilenoksit Sterilizasyon, Çeker Ocak, Biyokontaminasyon, Kanal Sızdırmazlık Testi ve Sıcaklık/Nem Haritalama muayenelerinde, muayene personeline zarar verebilecek patojen mikroorganizmaların bulunduğu alanların/ekipmanların muayeneleri öncesinde kuruluş gerekli uyarıları yapmak ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür.

Teklifte belirtilen muayene süreleri ideal koşullarda gerçekleştirilecek tahmini süreyi ifade eder. Bu süre makina/ekipman arızaları, müşteriden kaynaklanan/kaynaklanmayan sebeplerden dolayı değişebilir.

ACCURATE 'in hizmeti yerine getirebilmesi için gereken tüm müdahale ve hazırlıklar müşteri tarafından gerçekleştirilir.

1. Muayene Protokolünün hazırlanabilmesi için muayene/hizmet gününden en az 5 iş günü öncesinde lütfen muayene talep formunda istenen **(FR.179)** bilgileri yazılı olarak tarafımıza gönderiniz.
2. 3. taraf, bağımsız muayene kuruluşu olarak muayene günlük hizmet ücretimiz tüm müşterilerimiz için sabittir ve iskonto yapılmamaktadır.
3. Bu Hizmet Teklifi, talep edilen hizmet gününden en az 3 iş günü (İstanbul'daki muayene yerleri için), diğer bölgeler için en az 5 iş günü öncesinde müşteri firma yetkilisi tarafından imzalı ve kaşeli olarak onaylandıktan sonra geri fakslanacaktır.
4. Müşteriye muayene tarihinden önce gönderilen ilgili muayene protokolü muayene yeri Yetkilisi tarafından imzalı olarak onaylandıktan sonra ACCURATE' e gönderilecektir. Bu protokoller sadece müşteri tarafından kendi içinde kullanılabilir. Tedarikçinin yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde bu protokoller çoğaltılamaz veya 3. şahıslara sözlü veya yazılı olarak verilemez.
5. Onaylanan muayene talebinin müşteri tarafından iptali, hizmet gününden en az 3 iş günü öncesinde yazılı olarak ACCURATE' e gönderilecektir. Aksi takdirde müşteriye fatura edilecektir.
6. Bu Hizmet Teklifi, dokümantasyon gerekliliklerimize göre 5 yıl boyunca ACCURATE' de saklanmaktadır.
7. Talep edilen muayene ile ilgili yapılacak herhangi bir değişiklikte bu Hizmet Teklifi' nin değiştirilerek ACCURATE' e hizmet gününden en az 2 iş günü öncesinde tekrar fakslanması gerekmektedir.

8. ACCURATE, doğal afet, savaş, terör, hükümet ya da devlet sınırlaması, kanunla herhangi bir kısıtlama getirilmesi, ulusal grev/lokavt, yangın, kaza gibi mücbir nedenlerden ötürü kendisine ait ekipmanlarda meydana gelen arıza nedeniyle muayene hizmetini yerine getirememeye ya da geciktirme durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
9. Muayene raporu tüm ödemeler yapıldıktan ve muayene tamamlandıktan sonra en az 15 iş günü içerisinde sadece 1 kez basılarak müşteriye teslim edilir.
10. Müşterinin ödemelerini geciktirmesi/yerine getirmemesi durumunda ACCURATE tüm ödemeler yapılmadan müşteriye yeni muayene hizmeti vermeme ve/veya muayene raporu hazırlamama hakkına sahiptir.
11. Muayene raporu, muayene yeri Yetkilisi'ne iletilir.
12. ACCURATE, yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince müşterilerine ait elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumludur. Üçüncü şahısların/ tarafların gizli bilgilere erişememesi için ACCURATE gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla ACCURATE üst yönetimi ve personellerinin gizlilik beyanı alınmış olup, bu belge ilgili özlük dosyasında saklanır.
13. Yasal mercilerden gelen talepler ve akreditasyon kuruluşunun talepleri halinde ACCURATE, müşteri hakkındaki ilgili bilgiyi talep edene, müşterinin yazılı iznine dayalı olarak verilir. Yazılı izin, müşteri ile karşılıklı imzalanmış olan **FR.180-Muayene Ücreti Teklif Formunda** yer alır.
ACCURATE; gerektiğinde müşteri bilgilerini aşağıdaki amaçlarla TÜRKAK ile paylaşabilir:
a) ACCURATE tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacı ile ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından müşterinin yerinde ziyaret edilmesi;
b) Denetimler sırasında gerekli olan bilgilerin ilgili akreditasyon kuruluşu tarafından incelenmesi.
Müşterinin kamuya açık hale getirdiği veya ACCURATE ile müşterinin iş bu sözleşme ile anlaşmaya vardığı (örneğin, denetim bilgilerinin paylaşımı ve/veya şikâyetlere cevap verilmesi amaçlı) bilgiler hariç, muayene ile ilgili elde edilen diğer tüm bilgiler sahibine özel bilgiler olarak dikkate alınır ve gizli kabul edilir.
Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler (örneğin, şikâyetle bulunanlardan veya düzenleyici makamlardan) gizli olarak değerlendirilir.
Kanunen yasaklanmadıkça verilen gizli bir bilgi hakkına, ACCURATE **FR.068 Gizli**

Bilgi Paylaşımı Bilgilendirme Formu ile müşteriyi bilgilendirir. Ancak, bilgilerin sağlayıcısı (kaynak) ACCURATE tarafından gizli tutulur ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmaz.

14. Firma, ACCURATE' in görevlendirdiği muayene personeli ile ticari, akrabalık, danışmanlık v.b. ilişkiler söz konusu olduğunda veya aynı muayene personelinin birden fazla muayene faaliyetine katılıp yakınlık ilişkisi kurduğu konusunda şüphe uyandırdığı durumlarda bu bilgileri ACCURATE' e bildirmekle yükümlüdür. Böyle durumlarda ACCURATE yukarıdaki şartları sağlamayan yeni bir muayene personelini görevlendirecektir.
15. Firma, hiçbir muayene dokümanını, raporunu veya logoları ya da bunların bir kısmını yanıltıcı tarzda kullanmayacaktır.
16. Firma, TÜRKAK' ın gerektiğinde ve uygulanabilir olduğunda ACCURATE tarafından verilen hizmetin incelenmesi amacı ile kendilerini yerinde ziyaret etmesini ve ACCURATE tarafından yapılan denetimle ilgili gerekli bilgileri almasını sağlar.
17. ACCURATE MUAYENE TEST VE KALİBRASYON HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. , kullanım izni aldıkları TÜRKAK Akreditasyon Markasını, müşterilerinin, taşeronlarının veya herhangi bir üçüncü tarafın yetkisiz kullanımına izin vermez. Bu sözleşmenin karşılıklı imzalanması durumunda
<http://www accuratetest.com.tr/TurkakAkreditasyonMarkasiKullanımTalimati.PDF>'deki **TL.06. TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI KULLANIM TALİMATI'** nda yer alan akreditasyon markası kullanımına dair şartlar kabul edilmiş sayılır.
18. Firma tarafından, muayene sonrasında, muayene raporları, muayene ekibi, muayene içeriği v.b. hususlarda itiraz ve şikâyetler yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Şikâyet konusuyla ilgili gerçekleştirilen düzeltici faaliyetler şikâyet yapan kişi veya kuruluşa bildirilir.

B. MUAYENE ÖNCESİ MÜŞTERİNİN YAPMASI GEREKEN MÜDAHALE VE HAZIRLIKLAR

1. Muayene yapılacak tüm ekipman ve teçhizat yetkili ve konusunda eğitim almış personel tarafından kullanılmalıdır.
2. Muayene esnasında görevli olmayan insanlar alandan uzak tutulmalıdır.
3. Mutlaka en az bir rehber personel muayene elemanına refakat etmelidir.
4. Muayene alanı, bir başka kişinin kullanımına kapatılmışsa ilgili alana giriş mutlaka bir şerit veya başka bir tedbir ile engellenmeli ve kullanıma imkân verilmemelidir. (Ör:

Temiz Oda, BGK/LAF Kabini, Çeker Ocak, Hastane Hijyenik/Steril Alan, Biyokontaminasyon, Otoklav Buhar Kalite testleri, Kuru hava sterilizatörü muayenelerinde muayene yapılan alanda gerekli tedbirler alınarak, muayene yapılan alana bir başka kişinin kullanımını engellemek için uyarı/ikaz bilgilendirmeleri asılmalıdır).

B.1.Temiz Oda/LAF ve Hastane Hijyenik/Steril Alan Muayenesi:

1. Muayenenin doğasından kaynaklanan nedenlerle muayene yapılacak alanın “at rest(duraklama)” durumunda olması istenebilir. Alanın muayene durumu ve muayene koşulları ilgili muayene raporu’ nda açıklanacaktır.
2. Hepafiltre sızdırmazlık testi ve/veya hava akış hızı testi için gerekli durumlarda laminizatör ve/veya difüzör kapaklarının sökülmesi istenebilir.
3. Santrale gaz verme işlemleri sırasında yangın alarmlarının devreye girmesi konusunda teknik servisle bilgilendirilmelidir.
4. Kanal kaçakları ve santral kaçakları gazın çıkışının gözle görülür hallerinde muayene iptal edilir.
5. Hepafiltre sızdırmazlık testi ve hava akış görselleştirme sırasında kullanılan aerosol yağı, mahallerde kalıntı bırakabilmektedir. Bu testlerin uygulanmasından sonra alan ve/veya cihazın müşteri temizlik prosedürlerine göre temizlenmesi müşterinin sorumluluğundadır.

B.1.1.Uygulanması Zorunlu Olan Testler

Muayene faaliyetine başlamadan önce yapılan ön kontrolden elde edilen bilgilere dayanarak; ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, yanıltabilecek herhangi bir uygunsuzluk veya müşterinin talep etmiş olduğu muayeneye aykırı bir durum varsa muayene faaliyeti gerçekleştirilmez veya testin uygulanması durumunda ilgili test için ‘**Bilgi Amaçlı**’ notu ile raporlama yapılır.

Zorunlu Testler;

- 1: Hava akış hızı testi, fark basınç testi, filtre sızdırmazlık testi, hava akış karakteristiği testi (LAF), partikül sayımı ve alan sınıflandırılması testi.
- 2:Sınıf IA alanlarda yukarıdaki testlere ek uygulanması zorunlu olan testler; ön görselleştirme testi, sistem testi, türbülans yoğunluğu testi

B.2. Sıcaklık/Nem Haritalama:

1. Haritalama yapılacak alan/cihazın kurulumu tam ve eksiksiz olmalı ve iklimlendirme sistemi çalışır durumda olmalıdır.

2. Cihazların yüksek alanlara yerleştirilmesi sırasında gerekli koruyucu tedbirler (platform temini vb.) müşteri tarafından alınmalıdır.

3. Yüksek depolama alanlarında yük taşınması için kullanılan makinalar kullanılmamalıdır. Sadece mobil platformlar kullanılmalıdır.

B.2.1.Uygulanması Zorunlu Olan Testler

Muayene faaliyetine başlamadan önce yapılan ön kontrolden elde edilen bilgilere dayanarak; ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, yanıltabilecek herhangi bir uygunsuzluk veya müşterinin talep etmiş olduğu muayeneye aykırı bir durum varsa muayene faaliyeti gerçekleştirilmez.

Zorunlu Testler;

1: Haritalama çalışmasında kayıt periyodu en fazla 15 dakika olmalı.

2: Kullanılacak minimum datalogger sayısının altında haritalamanın gerçekleştirilmesi talep edilemez.

B.3. Otoklav/Kuru Hava Sterilizatörü Muayenesi:

1. Muayenesi yapılacak cihazın kurulumu tam ve eksiksiz olmalıdır.

2. Müşteri cihazın sıcaklık/basınç göstergelerinin kalibrasyonu muayeneden önce yapmalı ve ilgili sonuçları ACCURATE ile paylaşmalıdır.

3. Validasyonu yapılacak yükler önceden ayarlanmalıdır.

4. Mikrobiyolojik değerlendirmede kullanılacak biyolojik indikatörler müşteri tarafından temin edilmelidir.

5. Biyolojik indikatör analizleri ve değerlendirmeler müşteri tarafından yapılacaktır.

6. Mikrobiyolojik değerlendirmede kullanılan ampul biyolojik indikatörün kaza ile kırılması durumunda, bakteri sporlarının yayılmasını önlemek için gerekli dezenfeksiyonun yapılması müşteri sorumluluğundadır.

7. Ardışık döngü ölçümlerinde tekrar kullanılan ürünler zarar görebilmektedir. Ardışık döngü sırasında red veya imhalık ürünler kullanılabilir.

B.3.1.Uygulanması Zorunlu Olan Testler

Muayene faaliyetine başlamadan önce yapılan ön kontrolden elde edilen bilgilere dayanarak; ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, yanıltabilecek herhangi bir uygunsuzluk veya müşterinin talep etmiş olduğu muayeneye aykırı bir durum varsa muayene faaliyeti gerçekleştirilmez veya testin uygulanması durumunda ilgili test için **‘Bilgi Amaçlı’** notu ile raporlama yapılır.

Zorunlu Testler;

- 1: Ön vakumlu cihazlarda, vakum testinin uygulanması,
- 2: Boş yük çalışmasının uygulanması.

B.4. Biyogüvenlik Kabini Muayenesi:

1. Muayene öncesi kabinde fumigasyon işlemi yapılmalıdır.
2. Hepafiltre sızdırmazlık testi ve/veya hava akış hızı testi için gerekli durumlarda laminizatör ve/veya difüzör kapaklarının sökülmesi istenebilir.
3. Cihaza gaz verme işlemleri sırasında yangın alarmlarının devreye girmesi konusunda teknik servisle bilgilendirilmelidir.
4. Son çalışma sonrasında cihazda uygun temizlik yapılmalıdır.
5. Hepafiltre sızdırmazlık testi ve hava akış görselleştirme sırasında kullanılan aerosol yağı, mahallerde kalıntı bırakabilmektedir. Bu testlerin uygulanmasından sonra alan ve/veya cihazın müşteri temizlik prosedürlerine göre temizlenmesi müşterinin sorumluluğundadır.

B.4.1.Uygulanması Zorunlu Olan Testler

Muayene faaliyetine başlamadan önce yapılan ön kontrolden elde edilen bilgilere dayanarak; ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, yanıltabilecek herhangi bir uygunsuzluk veya müşterinin talep etmiş olduğu muayeneye aykırı bir durum varsa muayene faaliyeti gerçekleştirilmez veya testerin uygulanması durumunda ilgili test için '**Bilgi Amaçlı**' notu ile raporlama yapılır.

Zorunlu Testler;

- 1: Alarm fonksiyonlarının ve kurulum değerlendirilmesi, Hava akış hızı testi (downflow, inflow), filtre sızdırmazlık testi, hava akış yönü karakteristiği testi.

B.5. Etilenoksit Sterilizasyon Muayenesi:

1. Sterilizatörün bulunduğu alanda gaz dedektörü bulunmalıdır.
2. Sterilizatörün kurulum (IQ) ve çalıştırma (OQ) kalifikasyonları yapılmış olmalıdır. Bu dokümanlar **3. ACCURATE**'e sunulmalıdır.
4. Sterilizatörün periyodik kalibrasyon ve bakımı yapılmış olmalıdır.
5. EO gazı atığı güvenli bir şekilde depolanmalıdır.
6. Müşteri tarafından yükler önceden hazırlanmalıdır.

7. Biyoburden, Sterilite Testi, Eto Kalıntı Testi, Paket Performans Testleri için müşteriden alınan numuneler ilgili testlere tabi tutulurken ürün bütünlüğü bozulmaktadır. Bütünlüğü bozulan ürünler imha edilecektir.

8. Ardışık çift tam döngü testlerinde sterilizatördeki ürünler Eto gazının tahriş edici özelliğinden dolayı zarar görebilmektedir. Ardışık çift tam döngü sırasında red veya imhalık ürünler kullanılabilir.

B.5.1.Uygulanması Zorunlu Olan Testler

Muayene faaliyetine başlamadan önce yapılan ön kontrolden elde edilen bilgilere dayanarak; ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, yanıltabilecek herhangi bir uygunsuzluk veya müşterinin talep etmiş olduğu muayeneye aykırı bir durum varsa muayene faaliyeti gerçekleştirilmez veya test uygulanması durumunda ilgili test için **‘Bilgi Amaçlı’** notu ile raporlama yapılır.

Zorunlu Testler;

- 1:** Çalışma yeterliliğinin mevcut olmadığı durumlarda ÇY’nin uygulanması,
- 2:** Fiziksel ve Mikrobiyolojik performans kalifikasyon çalışmalarının aynı anda yürütülmesi durumunda, ek olarak 1 rutin döngü çalışmanın uygulanması.

B.6. Çeker Ocak Muayenesi:

- 1.** Muayene öncesi çeker ocakta temizlik işlemi yapılmalıdır.
- 2.** Cihaza duman verme işlemleri sırasında yangın alarmlarının devreye girmesi konusunda teknik servisle bilgilendirilmelidir.
- 3.** Çeker ocakta egzoz tahliye sistemi bulunmalı ve aktif olarak çalışmalıdır.
- 4.** Son çalışma sonrasında cihazda uygun temizlik yapılmalıdır.
- 5.** Önleme deneyleri sırasında kullanılan SF6 gazı havadan daha ağır olduğundan, mahalde asılı olarak kalabilmektedir. Önleme deneyi sonrasında çeker ocağın bulunduğu alan en az 1 saat havalandırılmalıdır.

B.6.1.Uygulanması Zorunlu Olan Testler

Muayene faaliyetine başlamadan önce yapılan ön kontrolden elde edilen bilgilere dayanarak; ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, yanıltabilecek herhangi bir uygunsuzluk veya müşterinin talep etmiş olduğu muayeneye aykırı bir durum varsa

muayene faaliyeti gerçekleştirilmez veya testerin uygulanması durumunda ilgili test için '**Bilgi Amaçlı**' notu ile raporlama yapılır.

Zorunlu Testler;

1: Ön Taraftaki Hava Hızı Ölçümü, Hacimsel Çekme Akış Hızı Ölçümü, Hava Akış Yönü Görselleştirme, Oda Hava Hızı Ölçümü, Alarm ve Diğer Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi, Önleme Ölçümü, Önlemenin Dayanıklılığı, Hava Değiştirme Verimliliği ve Basınç Düşmesi Ölçümü
Değişken Hava Hacimli Çeker Ocaklarda; Ayar Noktalarındaki Hacimsel Çekme Hızı, Ayar Noktalarının Deneyi, Cevap Süresi Deneyi

B.7. Biyokontaminasyon Muayenesi:

1. Muayenenin doğasından kaynaklanan nedenlerle muayene yapılacak alanın "at rest(duraklama)" durumunda olması istenebilir. Alanın muayene durumu ve muayene koşulları ilgili muayene raporu' nda açıklanacaktır.
2. Aktif hava numunesi alınırken Airsampler, diğer mahallerdeki numunelerde bulunan kontaminasyonu mahallere taşıyabilmektedir. Bu testin uygulanmasından sonra alan ve/veya cihazın müşteri temizlik prosedürlerine göre temizlenmesi müşterinin sorumluluğundadır.

B.7.1.Uygulanması Zorunlu Olan Testler

Muayene faaliyetine başlamadan önce yapılan ön kontrolden elde edilen bilgilere dayanarak; ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, yanıltabilecek herhangi bir uygunsuzluk veya müşterinin talep etmiş olduğu muayeneye aykırı bir durum varsa muayene faaliyeti gerçekleştirilmez veya testerin uygulanması durumunda ilgili test için '**Bilgi Amaçlı**' notu ile raporlama yapılır.

Zorunlu Testler;

- Aerobik mezofilik bakteri
- Küf-Maya

B.8. Kanal Sızdırmazlık Testi:

1. Kanal sistemi askıda olmalıdır.
2. Kanal sisteminin izolasyonu yapılmamış olmalıdır. İzolasyon yapılmış ise kenar köşe noktalar açık hale getirilmelidir.
3. Kanal sistemi üzerinde hava ayar damperi, CAV, VAV vb. ekipmanları yer almamalıdır.

4. Manşon yerleri açılmamış olmalıdır.
5. Menfezler takılmamış olmalıdır.
6. Kanal kaçak test cihazının şantiye içerisindeki (test yerine) nakliyesi ve test edilecek kanal bölümünün hazırlıkları müşteri kuruluşu tarafından yapılacaktır.
7. Sızdırmazlık testine engel olan havalandırma ekipmanlarının sökülmesi, kanalların kapalı hacim haline getirilmesi ve ekipmanların yeniden demontaj/montajı müşterinin görevlendirdiği teknik personel tarafından yapılacaktır.
8. Ölçüm sonuçlarına göre kanal sisteminde yapılmak istenen düzeltmeler (tadilat ve onarımlar) müşterinin görevlendireceği teknik personel tarafından yapılacaktır.

B.7.1.Uygulanması Zorunlu Olan Testler

Muayene faaliyetine başlamadan önce yapılan ön kontrolden elde edilen bilgilere dayanarak; ölçüm sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, yanıltabilecek herhangi bir uygunsuzluk veya müşterinin talep etmiş olduğu muayeneye aykırı bir durum varsa muayene faaliyeti gerçekleştirilmez veya testerinin uygulanması durumunda ilgili test için '**Bilgi Amaçlı**' notu ile raporlama yapılır.

Zorunlu Testler;

- Teste tabi tutulacak kanal şebekesi yüzey alanı en az 10 m² olmalıdır.
- Hijyenik klima sistemlerinde kanalların tamamı test edilir.
- Hijyenik olmayan kanal sistemleri için dairesel kesitli kanalların en az %10'u, dikdörtgen kesitli kanallar için en az %20'si test edilir.
- Hava sızıntı debisi müsaade edilen debiyi aşarsa, deney toplam kanal şebekesi yüzey alanının yüzdesine eşit bir ilave kapsayacak şekilde genişletilir. Hava sızıntısı halâ müsaade edilen debiyi aşıyorsa, bütün kanal şebekesi teste tabi tutulur.

C. ACCURATE LOGOSU VE TÜRKAK AKREDİTASYON KURULUŞUNUN LOGOSU

Muayenesi gerçekleştirilecek kuruluş tarafından;

- Ürün belgesi gibi kullanılamaz
- Ürün üzerinde kullanılamaz

Muayene hizmeti alacak olan ve periyodik olarak almakta olan kuruluşlar talimat hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bu talimat dışında logo kullanımı tespit edilirse yasal mevzuatlara göre işlem yapılır.